

# 高速迷你离心机

## High Speed Centrifuge



程序记忆 & 梯度运行  
Program memory & gradient operation



滤波稳压功能  
Stable rotation



安全、温度保护功能  
Temperature protection function



多功能转子，处理量更大  
Multi-rotor, more working capacity

### 技术参数

#### TECHNICAL DATA

型号 Model	MC-10Pro	MC-12Pro	MC-15Pro
控制方式 Control mode		PI电源直驱 PI power direct drive	
最大相对离心力 Max relative centrifugal force	6708xg	9660xg	14100xg
最高转速 Max rotation speed	10000rpm±5%	12000rpm±5%	14500rpm±5%
适配转子 Rotor	0.2/0.5/1.5/2ml*12 0.2ml*8*4 (离心管/Centrifuge tube) 0.5/1.0ml*12 (微量采血管/Micro blood tube) 血比容转子/Hematocrit rotor: 40mm*12(毛细血管采血管/Capillary tube)		
最快加/减速时间 Max speed acceleration / reduction		≤12 s/ ≤15s	
最高转速下噪音 Noise under max rotation speed		≤47db A	
输入功率 Input power		48W	
电压/输入电压 Shell protection level		AC100-240V / DC24V	
允许环境温度 Allow surrounding temperature		-5-40/ 80%RH	