

数显迷你离心机

Digital Mini Centrifuge



LCD显示
LCD display



多功能转子，处理量大
Multi-rotor, more working capacity



无刷电机，动力强劲
Brushless motor with strong power



可定时调速
Speed adjustable and timing

技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	MC-5Pro	MC-7Pro
控制方式 Control mode	PI电源直驱 PI power direct drive	
显示 Display	LCD显示 LCD display	
最大相对离心力 Max relative centrifugal force	1680xg	3286xg
最高转速 Max rotation speed	5000rpm±5%	7000rpm±5%
转盘容量 Rotor capacity	0.2/0.5/1.5/2ml*12 0.2ml*8*4 (离心管/Centrifuge tube) 0.5/1.0ml*12(微量采血管/Micro blood tube)	
计时/定时 Timing	1-99min / 1-59sec	
输入功率 Power	25W	