

# 迷你离心机

## Mini Centrifuge



多功能转子，处理量更大  
Multi-rotor, more working capacity



无刷电机  
Brushless motor



高频宽电压  
High frequency and wide voltage



超低噪音  
Low noise

### 技术参数

#### TECHNICAL DATA

型号 Model	MC-4S	MC-7S	MC-4/7S
控制方式 Control mode	PI电源直驱 PI power direct drive		
最大相对离心力 Max relative centrifugal force	1080xg	3286xg	1080/3286xg
最高转速 Max rotation speed	4000rpm±5%	7000rpm±5%	4000/7000rpm±5%
转盘容量 Rotor capacity	0.2/0.5/1.5/2ml*12 0.2ml*8*4 (离心管/Centrifuge tube) 0.5/1.0ml*12(微量采血管/Micro blood tube)		
输入功率 power	20W	25W	25W
电压 Voltage	AC100-240V / DC24V		