

迷你混匀仪

Mini Vortex Mixer



无极调速 转速范围广
Stepless speed regulation
Wide speed range



进口硅胶 多色可选
High quality and colorful
silicone



点触启动 小巧机身
Press to start / Compact body



无刷马达 持久耐用
Brushless motor / Durable

技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	VM-300S	VM-300	外壳保护等级 Shell protection level	IP42
控制方式 Control mode	调速旋钮 Speed control knob	定速 Constant speed	功率 Power	12W
电机类型 Motor	无刷电机 Brushless motor		电压 Voltage	100-240V,50/60HZ
震幅 Amplitude	4.5MM (圆周振荡) 4.5MM (circular oscillation)		产品尺寸 Product Size	100*93*72MM 93*93*72MM
最大样品处理量 Maximum sample processing capacity	50ML		允许环境温度 Allowable ambient temperature	5-40°C,80%RH
转速范围 Speed range	0-3000RPM	3000RPM	毛重/净重 Gross / net weight	0.56/0.37KG 0.55/0.36KG