

0.001g天平

0.001g Balance



前后双屏显示
Dual screen display



多设备打印
Multi-device printing

技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	FA2003S	FA3003S	FA5003S
最大称量 Max Capacity	200g	300g	500g
最小称量 Min Readout		20mg	
精度 Accuracy		0.001g	
重复性误差 Repeatability		±0.002g	
线性误差 Linearity Error		±0.002g	
稳定时间 Stability Time		≤3S	
秤盘尺寸 Pan Size		Φ90mm	
校准模式 Calibration Mode		外部校准 External calibration	
通讯接口 Communication Interface	RS232(可定制USB接口/USB interface optional)		
功率 Power	5W		
电压 Voltage	AC110-240V&1.5V(干电池/Dry cell)*4		
产品尺寸 Dimension	375*255*340mm		