

技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	UCD20D	UCD30D	UCD60D
槽体容量 Tank capacity	2L	3L	6L
工作频率 Operating frequency		40KHZ	
振头数 Number of vibration heads	1	2	3
定时范围 Timing range		0~60min	
可设置温度 Settable temperature		室温~80℃ RT~80℃	
超声波功率 Ultrasonic power	60W	120W	180W
加热功能 Heating		有 YES	
除气功能 Degassing function		有 YES	
拉手 Handles	无 NO	有 YES	有 YES
内槽尺寸(mm) Inner Tank size(mm)	150*138*100	238*138*100	302*152*150
外形尺寸 (mm) Overall dimensions(mm)	161*149*217	251*149*217	311*161*272

超声波清洗机

Ultrasonic cleaning machine



加强震荡
Strengthening Oscillation



全方位清洗
All-around cleaning