


# FA系列分析天平

## Analytical Balance - FA



LED显示  
LED display



单位转换  
Unit conversion



多设备打印 标准RS232端口  
Multi-device printing  
Standard RS232 interface



全电磁干扰保护  
Full electromagnetic  
interference protection

### 技术参数

#### TECHNICAL DATA

| 型号<br>Model                     | FA1004<br>FA1004N | FA1204<br>FA1204N  | FA2004<br>FA2004N | FA2204<br>FA2204N |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 最大称量<br>Max Capacity            | 100g              | 120g   | 200g              | 220g              |
| 最小称量<br>Min readout             |                   | 0.01g  |                   |                   |
| 精度<br>Accuracy                  |                   | 0.1mg  |                   |                   |
| 重复性误差<br>Repeatability          |                   | ±0.0002g   |                   |                   |
| 线性误差<br>Linearity error         |                   | ±0.0003g   |                   |                   |
| 稳定时间<br>Stability time          |                   | ≤ 3S   |                   |                   |
| 工作温度<br>Working temp.           |                   | 15°C ~ 35°C  |                   |                   |
| 称盘尺寸<br>Pan size                |                   | 标配 φ80mm, 选配 φ90mm<br>Standard model φ80mm / Optional model φ90mm                                |                   |                   |
| 尺寸<br>Dimensions                |                   | 300*200*295 mm   |                   |                   |
| 校准模式<br>Calibration mode        |                   | 内部校准 (FA****N) / 外部校准 (FA****)<br>External calibration (FA****A) / Internal calibration (FA****) |                   |                   |
| 通讯接口<br>Communication interface |                   | RS232(可定制USB等接口/USB interface optional)  |                   |                   |

\* FA-N系列为内校准天平 / \* FA-N series Internal calibration balance