

电动移液器

Electric Pipette



电动排液 + 自重力排液
Dynamic drainage + Gravity drainage



滤膜保护
Membrane protection



6档 移液速度可调
6 levels adjustable pipetting speed



LCD显示
LCD display

技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	EP100Pro
量程范围 Range	0.1-100ml
移液速度 Suction speed	25ml < 5s (6档速度可调 / 6 speeds adjustable)
排液模式 Drain mode	电动排液 & 自重力排液 Dynamic drainage + Gravity drainage
电池续航 Battery Life	可间歇工作8小时以上 Could work intermittently for about 8 hours
吸管类型 Type of pipette	塑料或玻璃移液管 (0.1-100ml) ; 巴斯德移液器 Plastic or glass pipette (0.1-100ml); Pasteur pipettes
滤膜 Filter membrane	0.45 μm 疏水滤膜 0.45μm hydrophobic filter membrane
重量 Weight	180g