

多联磁力搅拌器

Multiple Magnetic Stirrer

可设置同步或异步运行
Can be set to run synchronously or asynchronously



定时功能
Timing function



无极调速，转速范围广
Stepless speed regulation,
wide speed range



LCD液晶显示
LCD display



无刷电机，持久耐用
Durable brushless motor

技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	MMS4Pro	MMS6Pro	MMS8Pro
控制 Control		异步控制(一键同步) Asynchronous control	
搅拌点位数 Number of stirring points	4	6	8
最大搅拌量 Max capacity	4*500ml	6*500ml	8*500ml
工作盘尺寸 Working plate size	4-(110*110mm)	6-(110*110mm)	8-(110*110mm)
电机类型 Motor		无刷电机 Brushless motor	
转数 Speed		50-1500rpm	
适配转子 Bar size		20-50MM	
定时 Timing		23h / 59min / 59sec	
电压 Voltage		AC100-240V	