

迷你微孔板离心机

Mini Microplate Centrifuge



微孔板转子
Rotor for microplate



无刷电机
Brushless motor



高频宽电压
High frequency and wide voltage



超低噪音
Low noise

技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	MPC-4S	MPC-5Pro
控制方式 Control mode	PI电源直驱 PI power direct drive	PWM电子调速 PWM electronic speed regulation
最大相对离心力 Max relative centrifugal force	805xg	1258xg
最高转速 Max rotation speed	4000rpm±5%	1000-5000rpm±5%
转盘容量 Rotor capacity	微型96孔板 / 96-well micro plate * 2	
功率 Power	20W	20W
电压/输入电压 Voltage	AC100-240V / DC24V	