

大容量磁力搅拌器

Large Capacity Magnetic Stirrer



定时功能
Timing function



旋钮操控
Knob operation



正反转
Forward and reverse



搅拌量大
Large capacity

技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	MS-10L	MS-15L	MS-30L	MS-50L
控制方式 Control mode	旋钮 Knob			
显示方式 Display method	LCD显示 LCD display			
整机功率 Power	20W	20W	24W	50W
工作盘尺寸 Working plate	220*220mm	220*220mm	300*300mm	300*300mm
最大搅拌量 Max stirring volume	10L	15L	30L	50L
转速范围 Speed range	50-1500rpm	50-1300rpm	50-1100rpm	50-1100rpm
调速精度 Speed regulation accuracy	10rpm	10rpm	10rpm	10rpm
定时范围 Timing range	23h / 59min / 59sec			
磁子尺寸范围 Stir bar size	50mm	60mm	80mm	100mm