

# 迷你磁力搅拌器

Mini Magnetic Stirrer



强磁性，防跳子  
Strong magnetic field



搅拌量大  
Large mixing ability



持久耐用，无刷马达  
Durable brushless motor



LCD显示  
LCD display

## 技术参数

TECHNICAL DATA

型号 Model	MS5	MS5S	MS5C
LCD显示 LCD display	否 No	是 Yes	是 Yes
控制方式 Control	旋钮控制 Rotary knob	旋钮控制 Rotary knob	数显旋钮控制 Digital knob control
电机类型 Motor type		无刷电机 Brushless motor	
工作盘尺寸 Working plate size		135MM	
转速范围 Speed range	350-1800rpm	200-2000pm	200-2000pm
最大搅拌量 Max stirring volume	2L(H <sub>2</sub> O)	2L(H <sub>2</sub> O)	4L(H <sub>2</sub> O)
磁子尺寸 Stir bar size	20-30mm	20-30mm	30-50mm
功率 Power	5W	5W	10W
外壳保护等级 Shell protection level		IP42	
电压 Voltage		100-240V 50/60Hz	